

MANUTENZIONE DI APPARECCHIATURE PER USO MEDICO

Destinatari Personale sanitario dei reparti e tecnico addetto alle manutenzioni.

X CAMPO DI APPLICABILITA' DELLA PROCEDURA

La procedura si applica alla apparecchiature biomedicali ad alimentazione elettrica e non, impiegate per procedure invasive sui pazienti.

X MODALITA' DI AFFIDAMENTO ALLA MANUTENZIONE

Prima di affidare un apparecchio alla manutenzione occorre che l'apparecchiatura sia pulita e disinfettata in tutte le parti, interne ed esterne, che possono essere state a contatto con fluidi biologici del paziente. Responsabile della verifica dell'applicazione della procedura è il Capo Sala/Capo Tecnico del reparto/Servizio che utilizza l'apparecchio.

Qualora un guasto renda impossibile l'operazione sopra indicata l'apparecchio deve essere munito del simbolo di rischio biologico, affisso in posizione visibile. Responsabile dell'affissione: Capo Sala o Capo Tecnico come sopra.

Corredare l'apparecchio con una breve istruzione, firmata dalla Capo Sala, nella quale indicare quale soluzione disinfettante si debba utilizzare per l'apparecchiatura.

X MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DELLA MANUTENZIONE

Il personale tecnico, interno ed esterno, che debba manutenzionare un'apparecchiatura etichettata con il segnale di rischio biologico deve:

- Indossare un camice monouso o un grembiule in plastica a protezione anteriore.
- Se il lavoro può comportare spruzzi, indossare occhiali di protezione e mascherina per liquidi (P2).
- Utilizzare guanti impermeabili, eventualmente sopra i guanti da lavoro sottili e resistenti.
- Operare con cautela, utilizzando preferibilmente strumenti non taglienti e aprendo l'apparecchio in modo da raggiungere la zona contaminata da fluidi o tessuti biologici.
- Svuotare del liquido o del tessuto biologico e disinfettare con la soluzione indicata dal Capo Sala o Capo Tecnico.
- Togliere guanti, grembiule, camice monouso, eventuali occhiali e mascherina ed eliminarli, occhiali esclusi se non contaminati, nei contenitori per ROT (rifiuti ospedalieri trattati).
- Asportare il segnale di rischio biologico dall'apparecchiatura.
- Procedere alla manutenzione come di consueto.