

NORME OPERATIVE PER L'IMPIEGO DI APPARECCHIATURE EMITTENTI RAGGI ULTRAVIOLETTI ED INFRAROSSI

Destinatari Personale sanitario e tecnico addetto.

X NORME GENERALI

Le apparecchiature e gli impianti possono essere utilizzate solo da personale qualificato e autorizzato. Le apparecchiature devono mantenere nel tempo le seguenti caratteristiche di sicurezza:

- Segnalatore di funzionamento presente.
- Disponibilità di manuali con la descrizione delle caratteristiche tecniche delle apparecchiature.

X CARATTERISTICHE DELL'AREA DI IMPIEGO

- Un cartello affisso sulla porta di accesso all'area di trattamento, indicante pericolo di radiazioni non ionizzanti e accesso consentito solo al personale autorizzato durante il funzionamento, deve rimanere ben visibile nel tempo.
- Durante il trattamento la porta di accesso al locale DEVE rimanere rigorosamente chiusa, al fine di impedire la fuoriuscita anche della radiazione riflessa.
- Verificare che la luce di segnalazione di "apparecchiatura in funzione" sia regolarmente accesa durante il trattamento.
- Manutenere periodicamente l'apparecchiatura.
- E' VIETATO a tutto il Personale l'accesso e la sosta nei locali di terapia o nei locali dove sono installate lampade UV germicide, per tutta la durata del trattamento.

X PROTEZIONE DEI PAZIENTI

- Al termine del periodo prefissato di trattamento, l'emissione radiante si deve interrompere automaticamente, pertanto verificare periodicamente il suo corretto funzionamento.